



Özel Ekol Hastanesi
SEDİMENTASYON CİHAZI ÇALIŞMA TALİMATI



1. AMAÇ:

Sedimentasyon cihazı uygun ve doğru bir şekilde çalıştırılması

2. KAPSAM:

Bu talimat cihazın uygun ve düzgün çalışmasını kapsar

3. SORUMLULUKLAR:

Biokimya uzmanı, Laboratuvar teknikeri

4.TALİMAT AKIŞI:

- Cihazın arkasındaki anahtarı 1 konuma getiriniz.
- Cihaz açılışta kendini test edecektir,
- Menü ---1-- hasta girişi--- hasta barkodunu okut.
- Herhangi bir boşluğa tüpü yerleştir.
- Çıkan sonuç hasta sonuç ekranına elle yazılır

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.TL.20	18.04.2013	04	11.11.2022	1 / 1