



Özel EKOL HASTANESİ
SYSMEX XN 530 BAKIM ÇİZELGESİ



<i>Doküman No</i> BL.YD.13	<i>Yayın Tarihi</i> 14.08.2025	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 1 / 1
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

Günlük bakım görevleri

Ay _____ Yıl _____

Bakım görevi	Gün	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Kapatma																																	
İmza																																	

Haftalık bakım görevleri

Bakım görevi	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G	İmza A/G
Rutin temizlik								

2 yılda bir yapılan bakım görevleri

Bakım görevi	İmza A/G	İmza A/G
Hava pompasını değiştirme		

İhtiyaca göre yapılan bakım görevleri

Bakım görevi	İmza A/G	İmza A/G
Reaktif yenileme		
Atık kabını değiştirme		
Monitörün görüntü kalitesini ayarlama		
Aspirasyon Ünitesi tepsisini temizleyin		

Reaktifleri ve sarf malzemelerini değiştirme

Bakım görevi	İmza A/G	İmza A/G
Reaktif değiştirme (CELLPACK DCL)		
Reaktif değiştirme (CELLPACK DST)		
Reaktif değiştirme (CELLPACK DFL)		
Reaktif değiştirme (SULFOLYSER)		
Reaktif değiştirme (Lysercell WDF)		
Reaktif değiştirme (Fluorocell WDF)		
Reaktif değiştirme (Fluorocell RET)		
Hava pompasını değiştirme		
Sigortayı değiştirme		