



Özel **EKOL HASTANESİ**
ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ MEDİKAL GAZ VE YATAK BAŞI
OKSİJEN SİSTEMİ GÜNLÜK TAKİP FORMU



Doküman No
MC.FR.64

Yayın Tarihi
01.06.2023

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi
-

Sayfa No
1/2

AIT OLDUĞU AY / YIL:

BİRİM / KAT ADI:

CİHAZ ADI/ DEMİRBAŞ NO.	KONTROL	TARİH																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
YATAK 1 Asp. : 512 O ₂ : 302	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 2 Asp. : 513 O ₂ : 303	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 3 Asp. : 514 O ₂ : 304	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 4 Asp. : 515 O ₂ : 305	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 5 Asp. : 517 O ₂ : 306	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 6 Asp. : 518 O ₂ : 307	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 7 Asp. : 519 O ₂ : 308	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 8 Asp. : 520 O ₂ : 309	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 9 Asp. : 521 O ₂ : 310	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 10 Asp. : 522 O ₂ : 311	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 11 Asp. : 523 O ₂ : 312	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			
YATAK 12 Asp. : 524 O ₂ : 313	Basınç																																			
	Çekim gücü																																			
	Temizlik																																			

Yatak Başı Tıbbi Gaz Sisteminin Kontrol Parametreleri İşaretleri: Temizlik yapıldıysa (+) Evet, Temizlik yapılmadıysa (-) Hayır, Ç: Çalışıyor

Arıza Var İse; (A) Arızalı

Medikal Gaz Panosu gaz basınç düzeyleri ilgili günlerde sayısal olarak kaydedilmelidir.

Kontrol Eden Ad-Soyad/İmza:



Özel **EKOL HASTANESİ**
ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ MEDİKAL GAZ VE YATAK BAŞI
OKSİJEN SİSTEMİ GÜNLÜK TAKİP FORMU



Doküman No
MC.FR.64

Yayın Tarihi
01.06.2023

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi
-

Sayfa No
1/2

CİHAZ ADI/ DEMİRBAŞ NO.	KONTROL	TARİH																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PORTABLE O2 1) 314	Basınç																																	
	Çekim gücü																																	
	Temizlik																																	
PORTABLE O2 2) 315	Basınç																																	
	Çekim gücü																																	
	Temizlik																																	
PORTABLE O2 3) 316	Basınç																																	
	Çekim gücü																																	
	Temizlik																																	
PORTABLE O2 4) 317	Basınç																																	
	Çekim gücü																																	
	Temizlik																																	
PORTABLE O2 5) 318	Basınç																																	
	Çekim gücü																																	
	Temizlik																																	
PORTABLE O2 6) 20465	Basınç																																	
	Çekim gücü																																	
	Temizlik																																	
MEDİKAL GAZ PANOSU (NO:.....)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
VAKUM (SARI)	Min : 450mm/Hg Max: 550mm/Hg																																	
OKSİJEN (BEYAZ)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																																	
BASINÇLI HAVA-4 BAR (SİYAH)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																																	
BASINÇLI HAVA-7 BAR (SİYAH)	Min : 6,5 bar Max: 7,5 bar																																	
AZOT (MAVİ)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																																	
KONTROL EDEN (SABAH/08.00)																																		
KONTROL EDEN (AKŞAM/20.00)																																		

Yatak Başı Tıbbi Gaz Sisteminin Kontrol Parametreleri İşaretleri: Temizlik yapıldıysa (+) Evet, Temizlik yapılmadıysa (-) Hayır, Ç: Çalışıyor
Arıza Var İse; (A) Arızalı
Medikal Gaz Panosu gaz basınç düzeyleri ilgili günlerde sayısal olarak kaydedilmelidir.

Kontrol Eden Ad-Soyad/İmza: