



Özel Ekol Hastanesi
ETÜV CİHAZI KULLANIM TALİMATI



1. **AMAÇ:** 37 derecede ısı üretmek ve cihazın doğru kullanılmasını sağlamak.

2. **KAPSAM :** Etüv cihazının düzgün ve doğru çalışmasını kapsar.

3. **SORUMLULAR:**

Uzman

Laboratuvar Teknisyeni,

4.0 **UYGULAMA:**



Etüvün elektrik fişi toprak hatlı prize takılır.

Açma-kapama düğmesinden açılır.

Isı ayar düğmesinden ısı ayarı (36-36,5 dereceye) yapılır. Ventilasyon deliklerinin açık olmasına dikkat edilir.

Etüv sıcaklıkları denetlenir. Etüv termometrelerin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.

Etüv kapağı gereksiz açılmaz.

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|---|--|--|
|  Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA |  Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ |  Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR |

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Sayfa No |
|------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| BL.TL.11 | 18.04.2013 | 02 | 11.11.2022 | 1 / 1 |