



Özel Ekol Hastanesi



ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ GÜNLÜK CİHAZ KONTROL FORMU

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
MC.FR.06	22.03.2014	05	01.06.2023	2 / 2

CİHAZ ADI / DEMİRBAŞ NO'SU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Isı / Nem Ölçer ●1)DN:400 ●2)DN:23 ●3)DN:24 ●4)DN:25 ●5)DN:26 ●6)DN:27																																
UV Sterilizasyon Cihazı ●1)DN:7083																																
Laringoskop ●1)DN:915 ●2)DN:8284																																
Cuff Basınç Ölçer ●1)DN:19780																																
Hemşire Çağrı Cihazları ●No:1 ●No:2 ●No:3 ●No:4 ●No:5 ●No:6 ●No:7 ●No:8 ●No:9 ●No:10 ●No:11 ●No:12 ●No:13 ●No:14																																
Mobil Oksijen Tüpü (5 adet) ●1)DN:313 ●2)DN:314 ●3)DN:315 ●4)DN:316 ●5)DN:318																																
Benmari ●1)DN:929																																
Buz Yapma Makinesi ●1)DN:956																																
ACT Cihazı (Etkinleştirilmiş Pihitlaşma Zamanı) ●1)DN:927																																
Nebulizatör ●1)DN:850 ●2)DN:851																																
Portable Aspiratör ●1)DN:199 ●2)DN:200																																
İnfüzyon Isıtma Cihazı ●1)DN:96 ●2)DN:97																																
Koter Cihazı ●1)DN:644																																
Otoskop ●1)DN:8286																																
Offaloskop ●1)DN:954																																
Pacemaker ●1)DN:936																																
Tartı ●1)DN:1219																																
KONTROL EDEN (Sabah/08.00)																																
KONTROL EDEN (Akşam/20.00)																																

●Günlük bakım ve kontroller kullanıcı personel tarafından yapılacak. ●Defibratörlerden günlük olarak check-in çıktısı alınacak. ●Cihazların şarj durumları kontrol edilecek. ●Ekranda hata kodu olup olmadığı kontrol edilecek. ●Hasta kablosu, lead'ler ve pedallerin hasarlı olup olmadığı kontrol edilecek. ●Disposable elektrotların son kullanma tarihi kontrol edilecek. ●Yazıcıda kağıt olup olmadığı kontrol edilecek. ●Pulse oksimetrelili cihazlarda ara kablosu ve probu kontrol edilecek. ●Her vaka sonrası cihazların temizliği EKK talimatları doğrultusunda yapılacak. ●Yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikler teknik servise bildirilecek. İŞARETLER; N: Normal A: Arızalı B: Bakımda

BİRİM SORUMLUSU: