



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**STERİLİZASYON ÜNİTESİ PERSONELİ GÖREV**  
**TANIMI**



**1. BİRİM**

SAĞLIK HİZMETLERİ

**2. GÖREV ADI**

Sterilizasyon Ünitesi Personeli

**3. AMİR VE ÜST AMİRLER**

AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ – BAŞHEMŞİRE

**4. GÖREV DEVRİ**

Diğer Sterilizasyon Ünitesi Personeli

**5. GÖREV AMACI**

YOK

**6. TEMEL İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR**

- Ameliyatta kullanılan cerrahi setleri, çamaşır, tanbon, pedleri ve diğer malzemeleri teslim alır. Filtreleri kontrol eder delik ve yırtıksa değiştirir.
- Her setini içerisine steril edilip edilmediğini kontrol için indikatör takibini yapar.
- Otoklav işletim talimatına uygun steril eder.
- Çamaşırhaneden temizlenmiş ameliyathane çalır katlar konteynirlara doldurur ve steril eder.
- Miadı dolmuş ya da tekrar kullanılacak malzemeleri teslim alır. Sterilizasyon poşetlerine yerleştirir, tarih atan ve etilen oksit cihazına yerleştirir ve steril eder.
- Etüvde steril olması gereken malzemeleri steril eder.
- Her hafta başında Bowie-dck testini yapar, otoklavda sorun olup olmadığını kontrol eder.
- Sorun varsa servis sorumlu hemşiresine ve teknik birime haber verir.
- Steril olan malzemeleri nakil arabasına koyar ve ameliyathane personeline teslim eder.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>KU.YD.21</i>	<i>25.12.2015</i>	<i>01</i>	<i>27.06.2022</i>	<i>1 / 3</i>