



**Özel Ekol Hastanesi**  
**MİKROSKOP ÇALIŞMA TALİMATI**



**1.AMAÇ:**

BU TALİMATIN AMACI, MİKROSKOP KULLANIM FAALİYETLERİNİ TANIMLAMAKTIR.

**2. KAPSAM:**

BU TALİMAT KULLANIM FAALİYETLERİNİ KAPSAR

**3.SORUMLULUKLAR:**

BU TALİMATIN UYGULANMASINDAN LABORATUVAR TEKNİSYENİ SORUMLUDUR

**4.TANIMLAR**

**PREPARAT:** MİKROSKOPTA İNCELENMEK ÜZERE LAM VE LAMEL KULLANILARAK HAZIRLANAN NUMUNEDİR.

**5.TALİMAT AKIŞI:**

CİHAZ AÇMA KAPATMA DÜĞMESİ KULLANILARAK AÇILIR..

HAZIRLANAN PREPARAT MİKROSKOBUN TABLASINA KONUR VE UYGUN OBJEKTİF ÜZERİNE GETİRİLİR.

YAN TARAFINDAKİ MİKROVİDASI İLE OYNANARAK ALAN BULUNUR VE PREPARAT İNCELENİR.

ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA CİHAZ AÇMA KAPATMA DÜĞMESİNDEN KAPATILIR.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.TL.18	18.04.2013	03	11.11.2022	1 / 1