



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**KİRLİ ALET VE MALZEMELERİN**  
**MSÜ'YE TRANSFER VE KABULÜ TALİMATI**



**1. AMAÇ:**

Kullanım sonrası, aletlerin ve malzemelerin Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) ne teslim edilmesinin belirlenmesidir.

**2. KAPSAM:**

MSÜ'ye alet ve malzemelerin teslim edilmesi ve MSÜ ye kabulündeki uygulamaları kapsar.

**3. KISALTMALAR:**

**MSÜ:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

**4. SORUMLULAR:**

MSÜ'ye alet ve malzeme teslim eden ve alan kişiler bu talimatı uygulamaktan sorumludur.

**5. FAALİYET AKIŞI:**

**Klinik ve polikliniklerden MSÜ ye Transfer İşlemleri:**

- Kirli alet ve cihazlar ön işlem yapılmadan kuru olarak taşınmalı ve MSÜ ye en kısa sürede (minimum 30 dakika- maximum 6 saat) ulaştırılmalıdır.
- Transferi gerçekleştiren personel koruyucu ekipman (eldiven, maske, bone gerekiyorsa önlük) giymelidir.
- Transfer edilecek kirli malzeme ve cihazlar mutlaka kapalı sistemle “kirli” olarak tanımlanmış renkli taşıma çantaları ile taşınmalı. “**MSÜ Alet Ve Malzeme Teslim Formu**” ile teslim edilmelidir.
- Kirli taşımada kullanılan her çanta kullanım sonrası temizlenip dezenfekte edilerek tekrar kullanıma sunulmalıdır.
- Steril malzemelerin MSÜ den teslim alınarak kullanılacak birimlere taşınması “temiz” olarak tanımlanmış malzeme taşıma çantaları ile taşınmalıdır.
- Taşıma çantaları her kullanım sonrası deterjan özellikli dezenfektan ile temizlenmelidir.

**Ameliyathaneden MSÜ ye transfer işlemleri:**

- Kullanılmış tıbbi alet ve cihazlar tel sepetlere/ tepsilere **set listesine** uygun bir şekilde yerleştirilmelidir. Sete ait olmayan ek olarak açılan aletler set içerisine konmamalıdır.
- Kontamine alet set ve malzemeler kapalı transfer arabası veya transfer masası ile üzeri kapatılarak MSÜ ye transfer edilmelidir.
- Optikler tespitli optik kutularında, soğuk ışık kordonları, ışık taşıyıcı lenslerin kırılmaması için bükülmeden yuvarlatılarak set tepsi üzerinde veya optik veya kordon birlikte olacak şekilde ayrı bir tepsiye alınarak transfer edilmelidir.
- Arızalı tıbbi cihazlar setten ayrı olarak ve arıza bigisi yazılarak MSÜ ye gönderilmelidir.
- Tek kullanımlık kesiciler, suture iğneleri, kirshner telleri vb. transfer edilmeden kullanıldığı alanda kesici delici alet kutularına atılmalıdır.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>DS.TL.10</i>	<i>05.07.2022</i>	<i>00</i>	<i>-</i>	<i>1 / 2</i>



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**KİRLİ ALET VE MALZEMELERİN**  
**MSÜ'YE TRANSFER VE KABULÜ TALİMATI**



- Kirli taşımada kullanılan araba ve araçlar her kullanım sonrası kirli kabul edilir. Temizlenip dezenfekte edilerek tekrar kullanıma sunulmalıdır.
- MSÜ steril malzeme depolama alanından çıkan her set ve malzeme açılmasa dahi kirli sayılır. MSÜ steril malzeme depolama alanına geri alınmamalı. Kirli alana gönderilmelidir.
- Taşıma ve transfer işlemlerine dikkat edilmeli, fazla sarsmadan ve mümkün olduğu kadar hassas şekilde taşınmalıdır.

### MSÜ ye Kabul İşlemleri

- **Kliniklerden gelen:** Alet ve malzemeler görevli personel tarafından “**kirli**” olarak tanımlanmış kapalı taşıma çantası içinde “**MSÜ Alet Ve Malzeme Teslim Formu**” ile teslim alınmalıdır. Alet/malzeme teslim formunda; teslim eden bölüm, teslim tarihi ve saati, malzemenin adı, teslim eden ve teslim alan kişi imzası bulunmalıdır.
- **Ameliyathaneden gelen:** Kirli cerrahi alet ve malzemeler, “**renkli kodlama ile oluşturulmuş set liste**”ne göre sayımı yapılarak sterilizasyon ünitesine kabul edilmelidir. “**Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Kirli Alan Malzeme Kabul Formu**” ile kayıt altına alınmalıdır.. MSÜ kirli alan malzeme kabul defterinde; teslim edilen malzemenin ne olduğu, sayısı, hangi servisten geldiği, tarihi ve saati, kimin teslim ettiği ve aldığı bilgileri içeren bilgiler yer almalıdır.
- MSÜ ye teslim alınan setler içindeki tıbbi atık kapsamında olan ve unutulmuş kesici deliciler kontrol edilerek gereğinde DÖF açılarak bertaraf edilmeli. “**Atık Yönetimi Prosedürü**”ne göre ayrıştırılmalıdır.
- Arızalı olan tıbbi cihaz ve malzemeler kullanım sonrası teslim alınıp temizlik ve dezenfeksiyon yapıldıktan sonra tamire gönderilmelidir.
- Dış ünitelerden gelen alet/malzemelerin kabulü “**Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Kirli Alan Malzeme Kabul Formu**” ile kayıt altına alınmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
DS.TL.10	05.07.2022	00	-	2 / 2