



Özel Ekol Hastanesi
KORONER YOĞUN BAKIM DEZENFEKTAN
KULLANIM PLANI



KULLANIM ALANLARI	MARKASI ve İÇERİĞİ	KULLANIMI ve BİLİNMESİ GEREKENLER
ZEMİN DEZENFEKTANI	Biorad Ready Plus Didecylmethlyam anyumklorid %10 Benzolkonyumklorür %5	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml (çift kova yöntemi ile ıslak silme) Hastanelerin risk taşıyan alanlarında kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan tavan, duvar, taban ve demirbaşlarda kullanılır. Sert zeminler, pvc zeminlerde kullanılır. Etki süresi maksimum 5 dakikadır ve sonrasında ortam kullanıma hemen hazırdır.
ALET DEZENFEKTANI (flowmetreler, monitör problemleri, solunum ekipmanları)	Liquid Pa Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	• İki ürün karıştırılmalıdır. / Öntemizlik- Daldırma-Durulama • MEK TAKİBİ Elinizde bulunan 5 Lt Liquid Pa bidonunun içine birlikte verilen 100 ml miktarındaki Liquid Pa aktivatörünü boşaltınız. Kullanıma hazır hale gelen solüsyonu dezenfeksiyon küvetine dökünüz. (Solüsyon Isısı:5C'yi geçmemeli.) Ön temizlik ve dekontaminasyonu yapılmış aletleri demonteye ederek (parçaları ayırarak) solüsyon dolu küvete yerleştiriniz. Solüsyonun tüm aletleri kaplamasına dikkat ediniz. Küvetin kapağını kapatınız. İşlemi kayıt ediniz. 5 dk bekleyiniz tüm aletleri solüsyondan çıkarınız ve durulayıp, kurulayınız. Kullanma süresi maksimum 14 gündür. Gözle görülen kirlenme varsa veya MEK takibine göre yenileyiniz.
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	Derdevice P50 %45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Kullanıma Hazır / Püskürtme Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan yatay ve dikey yüzeylerde, hasta yataklarında, tıbbi ekipmanların yüzey temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Etki süresi sonrası ortam kullanıma hemen hazırdır. 30 cm mesafeden uygulanan yüzeyi kapsayacak kadar püskürterek kullanınız.
EL DEZENFEKTANI	Biorad Derm El Dezenfektanı Propan-2-ol Cas:67-63-0%10,0 etonal Cas:64-17-5%60,0 Lanolin, 1-3 butandiol, Gliserin , Esans	Kullanıma Hazır / Püskürtme Açıldıktan sonra 12 ay kullanılabilir. Ürünü cilde yayın (takriben 3-5 ml) 1 dk boyunca cildin iyice ürün ile nemli kalmasını sağlayın. Kısa süreli etki ; 30 sn.dir. El yıkama imkanının yeterli olmadığı durumlarda , hastanın sağlam derisi ile temas sonrası (nabız, tansiyon ölçümü, fiziksel muayene vb), hasta bakımı sırasında ellerin kirlenme bölgeden temiz bölgeye taşınmasında kullanılır. EL DEZENFEKTANI , EL YIKMAYA ALTERNATİF DEĞİLDİR.

<i>Doküman No</i> EN.YD.10	<i>Yayın Tarihi</i> 11.05.2018	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 1 / 1
--------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------