



Özel EKOL HASTANESİ

KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ GÜNLÜK CİHAZ KONTROL FORMU



Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

MC.FR.20

18.07.2014

04

12.01.2026

1 / 1

CİHAZ ADI / DEMİRBAŞ NO'SU	Ay / Yıl :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Defibrilatör Cihazının Kontrolü (Basic check kontrol) DN: 703	Discharge check																																
	Battery check																																
	Recorder check																																
	Alarm check																																
EKG Cihazının Kontrolü DN: 807																																	
Transport Ventilatör DN: 726																																	
Monitör DN: 1) 614 2) 613 3) 612 4) 611 5) 624																																	
Glukometre DN: 434																																	
Tansiyon Aleti DN: 1) 161 2) 162 3) 163																																	
Ateş Ölçer DN: 110																																	
Dijital derece DN: 8343																																	
Pump cihazı DN: 1) 790 2) 791 3) 799 4) 18943 5) 18942 6) 788																																	
Pulse oksimetre DN: 1) 81 2) 80																																	
Isı / Nem Ölçer DN: 29																																	
Laringoskop DN: 1) 1399 2) 917																																	
Ventilatör DN: 1) 946 2) 947																																	
Nebulizatör DN: 1) 852 2) 19701																																	
Aspiratör DN: 1421																																	
Isıtıcı DN: 893																																	
Otoskop Oftalmoskop Set DN: 925																																	
KONTROL EDEN (Sabah/08.00)																																	
KONTROL EDEN (Akşam/20.00)																																	

• Günlük bakım ve kontroller kullanıcı personel tarafından yapılacak • Cihazın şarj durumu kontrol edilecek • Ekranda hata kodu olup olmadığı kontrol edilecek • Hasta kablosu, lead'ler ve pedallerin hasarlı olup olmadığı kontrol edilecek • Disposable elektrotların son kullanma tarihi kontrol edilecek • Yazıcıda kağıt olup olmadığı kontrol edilecek. • Pulseoksimetrelili cihazlarda ara kablosu ve probu kontrol edilecek • Her vaka sonrası cihazların temizliği EKK talimatları doğrultusunda yapılacak • Yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikler teknik servise bildirilecek.

İŞARETLER;

N: Normal

A: Arızalı

B: Bakımda

BİRİM SORUMLUSU: