



# Özel EKOL HASTANESİ

## LABORATUVAR NUMUNE TRANSFERİ TALİMATI



### 1. AMAÇ:

Bu talimatın amacı, hastanemiz içerisinde gerçekleşen numune transferlerine yönelik standart uygulamaların belirlenmesini sağlamaktır.

### 2. KAPSAM:

Bu talimat numune transferi ile ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlerle bağlantılı tüm faaliyetleri kapsar.

### 3. SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından numune transferi süreçlerinde görevli tüm personel, kontrolünden Tedavi ve Bakım Hizmetleri Müdürü sorumludur.

### 4. FAALİYET:

#### 4.1. Temel İlkeler

4.1.1. Numune transfer sürecinde yalnızca hastanemiz tarafından uygun görülen ve ilgili yerlerde bulunan **etiketli ısı dereceli özel taşıma çantaları** kullanılmalıdır.

4.1.2. Acil istem yapılan numuneler başta olmak üzere tüm numuneler bekletilmeden **maksimum 30 dakika içinde transfer edilmelidir. Transferler özel etiketli ısı dereceli taşıma çantaları ile uygun ısılarda (2-8 °C) gerçekleştirilir.**

4.1.3. Numune kapaklarının sıkıca kapandığından emin olunmalıdır.

4.1.4. Numune, taşıma kabına devrilmesi/dökülmesi önlenecek şekilde yerleştirilmelidir.

4.1.5. Transfer esnasında mutlaka koruyucu eldiven giyilmelidir.

4.1.6. Transfer esnasında sert ve ani hareketlerden kaçınılmalı, numunelerin çalkalanmamasına dikkat edilmelidir.

4.1.7. Taşıma kaplarının temizliği her gün sonunda ve gerektiğinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından uygun görülen şekilde yapılır.

#### 4.2. Uygulama

4.2.1. Transfer öncesi eller “**El Hijyeni ve Gereksinimi Talimatı**”na uygun olarak yıkanır.

4.2.2. Non-steril eldiven giyilir.

4.2.3. Transfer edilecek numuneler taşıma kabına yerleştirilir.

4.2.4. Numune taşıma kabının kapağı kilitlenir.

4.2.5. Sert ve ani hareketler yapmamaya dikkat edilerek, numune doğrudan laboratuvara ulaştırılır.

4.2.6. Numuneler taşıma kabından laboratuvardaki numune kabul bankosuna dikkatle çıkarılır ve uygun şekilde bırakılır.

4.2.7. Numunenin laboratuvara teslim saati “**Numune Teslim Kayıt Formu**”na kaydedilir.




<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>BL.TL.25</i>	<i>20.12.2021</i>	<i>01</i>	<i>29.09.2023</i>	<i>1 / 1</i>



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**LABORATUVAR NUMUNE TRANSFERİ TALİMATI**



4.2.8. Transfer bitiminde eldivenler çıkarılır ve “Atık Yönetimi Prosedürü”ne uygun olarak ortamdan uzaklaştırılır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
<p>Kalite Direktörü Sude BAĞIR</p> 	<p>Kalite Koordinatörü Yeşim İNÇİ</p> 	<p>Kaliteden Sorumlu Baskelin Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR</p> 

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.TL.25	20.12.2021	01	29.09.2023	2 / 1