



Özel Ekol Hastanesi
TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ
HORTUM SIYIRMA CİHAZI



1.AMAÇ VE KAPSAM:

Kanın hortum içinde homojen bir şekilde antikoagulan ile karışmasını sağlamak.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Tüm transfüzyon birim çalışanları.

3.TALİMATIN DETAYI:

Torbaya kan alındıktan sonra, kapama işlemi yapılmadan önce hortum ucundan torbaya doğru sıyırma penci yardımıyla hortum içindeki kanın antikoagulan maddeler ile karışması sağlanır. Torba kan çalışma için hazır hale getirilir

4.REFERANS DOKÜMANLAR:

Cihazın kullanım kılavuzu.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TH.PR.16	26.04.2018	01	11.11.2022	1 / 1