



Özel Ekol Hastanesi
DOĞUMHANE DEZENFEKTAN
KULLANIM PLANI



KULLANIM ALANLARI	MARKASI ve İÇERİĞİ	KULLANIMI ve BİLİNMESİ GEREKENLER
ZEMİN DEZENFEKTANI	Biorad Ready Plus Didecylmethlya manyumklorid %10 Benzolkonyumklorür %5	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml (çift kova yöntemi ile ıslak silme) Hastanelerin risk taşıyan alanlarında kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan tavan, duvar, taban ve demirbaşlarda kullanılır. Sert zeminler, pvc zeminlerde kullanılır. Etki süresi maksimum 5 dakikadır ve sonrasında ortam kullanıma hemen hazırdır.
YÜZEY DEZENFEKTANI (Gün sonu / Gün başı temizliklerinde ve vaka sonlarında)	Biorad Ready Plus Didecylmethlya manyumklorid %10 Benzolkonyumklorür %5	Sulandırma ; Kovaya: 4 Lt Su/10 ml (Islak silme yöntemi ile) Dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan yüzeylerin kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan sert zeminlerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Etki süresi maksimum 5 dakikadır ve sonrasında ortam kullanıma hemen hazırdır.
ÖN TEMİZLİK ve DEKONTAMİNASYON DEZENFEKTANI	Biorad Enzim Enzimatik ; 1.0 gr Enzim (Amilaz-Lipaz-Proteaz, Selülaz, Karboshidroilaz) 10 gr noniyonik tensitler, 1 gr. Benzalkonyum klorit, korozyon inhibitörü	Sulandırma ; Normal kirlenme: 4,9 LT Su / 50 ml enzimatik ile 5 lt tamamlanacak Yüksek kirlenme: 4,9 LT Su / 150 ml enzimatik ile 5 lt tamamlanacak Kullanılacak küvet içerisine ölçüye uygun su koyunuz.Kirlilik derecesine göre önerilen ölçüde enzimatik ekleyiniz. Aletleri demonte ederek, solüsyona daldırın. Solüsyonun tüm aletleri kapsamasına dikkat edin. Çıkmayan organik kirleri orta sertlikteki bir fırça ile fırçalayın. Bu işlemler sırasında önlemek için, alet solüsyonun içinde iken (daldırılmış şekilde) yapılır. Küvetin kapağını kapatın. Yaptığınız işlemi kayıt edin. Etki süresi 5-15 dk.dır. Solüsyon her gün yeniden hazırlanır.

<i>Doküman No</i> EN.YD.06	<i>Yayın Tarihi</i> 11.05.2018	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 1 / 2
--------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------



Özel Ekol Hastanesi
DOĞUMHANE DEZENFEKTAN
KULLANIM PLANI



ALET DEZENFEKTANI (flowmetreler, monitör probları, aspiratör kavonozları, solunum ekipmanları vb)	Liquid Pa Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	<ul style="list-style-type: none">• İki ürün karıştırılmalıdır. / Öntemizlik- Daldırma- Durulama• MEK TAKİBİ <p>Elinizde bulunan 5 lt Liquid Pa bidonunun içine birlikte verilen 100 ml miktarındaki Liquid Pa aktivatörünü boşaltınız. Kullanıma hazır hale gelen solüsyonu dezenfeksiyon küvetine dökünüz. (Solüsyon Isısı:5C'yi geçmemeli.) Ön temizlik ve dekontaminasyonu yapılmış aletleri demonente ederek (parçaları ayırarak) solüsyon dolu küvete yerleştiriniz. Solüsyonun tüm aletleri kaplamasına dikkat ediniz. Küvetin kapağını kapatınız. İşlemi kayıt ediniz. 5 dk bekleyiniz tüm aletleri solüsyondan çıkarınız ve durulayıp, kurulayınız. Kullanma süresi masimum 14 gündür. Gözle görülen kirlenme varsa veya MEK takibine göre yenileyiniz.</p>
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	Ready Spray Benzolkonyumklo rür %0,14 Didecylmethlya manyumklorid %0,28	Kullanıma Hazır / Püskürtme <u>Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan</u> küvözlerde, radyan ısıtıcıda, kot yataklarda, tıbbi cihazlarda , hasta yataklarında temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılır. Etki süresi sonrası ortam kullanıma hemen hazırdır.
EL DEZENFEKTANI	Biorad Derm El Dezenfektanı Propan-2-ol Cas:67-63-0%10,0 etonal Cas:64- 17-5%60,0 Lanolin, 1-3 butandiol, Gliserin , Esans	Kullanıma Hazır / Püskürtme Açıldıktan sonra 12 ay kullanılabilir. Ürünü cilde yayın (takriben 3-5 ml) 1 dk boyunca cildin iyice ürün ile nemli kalmasını sağlayın. Kısa süreli etki ; 30 sn.dir. El yıkama imkanının yeterli olmadığı durumlarda , hastanın sağlam derisi ile temas sonrası (nabız, tansiyon ölçümü, fiziksel muayene vb), hasta bakımı sırasında ellerin kirlı bölgeden temiz bölgeye taşınmasında kullanılır. EL DEZENFEKTANI, EL YIKMAYA ALTERNATİF DEĞİLDİR.

<i>Doküman No</i> EN.YD.06	<i>Yayın Tarihi</i> 11.05.2018	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 2 / 2
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------