



Özel **EKOL HASTANESİ**
GLUKOMETRE (HBTC) İÇ KALİTE KONTROL TAKİP FORMU



Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

MC.FR.48

01.11.2021

00

-

1/1

AİT OLDUĞU AY / YIL:

AİT OLDUĞU BİRİM :

CİHAZ DEMİRBAŞ NO:

SIRA	TARİH	STRİP BİLGİLERİ			KONTROL SONUÇLARI		KONTROL DEĞERLENDİRME	KONTROLÜ YAPANIN	
		SERİ NO	NORMAL DEĞER ARALIĞI	MAKSİMUM DEĞER ARALIĞI	NORMAL DEĞER KONTROL SONUCU	MAKSİMUM DEĞER KONTROL SONUCU		ADI SOYADI	İMZA
1							<input type="checkbox"/> Kullanıma Uygun <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Tespiti (Laboratuvara gönderildi.)		
2							<input type="checkbox"/> Kullanıma Uygun <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Tespiti (Laboratuvara gönderildi.)		
3							<input type="checkbox"/> Kullanıma Uygun <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Tespiti (Laboratuvara gönderildi.)		
4							<input type="checkbox"/> Kullanıma Uygun <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Tespiti (Laboratuvara gönderildi.)		
5							<input type="checkbox"/> Kullanıma Uygun <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Tespiti (Laboratuvara gönderildi.)		

Kontrol Eden:

GLUKOMETRE (HBTC) İÇ KALİTE KONTROL NOTLARI:

- Glukometre iç kalite kontrol çalışmaları her hafta Cuma günü, mesai başlamadan önce HBTC kontrol sorumlusu tarafından yapılmalıdır.
- Kontrol sürecinde kullanılan strip bilgileri mutlaka kaydedilmelidir.
- Normal değer ve maksimum değer solüsyonları kullanılarak yapılan ölçümlerde strip kutusu üzerinde belirtilen değer aralıkları dışında sonuç veren cihazlar kullanım dışı bırakılarak dış kalite kontrol çalışması için Biyokimya Laboratuvarına gönderilmelidir. Rutin veya rutin dışı yapılan dış kalite kontrol çalışmalarına ait formlar ve evrakların bir kopyası bu form ile birlikte saklanmalıdır.