



Özel Ekol Hastanesi
STERİLİZASYON ÜNİTESİ
DEZENFEKTAN KULLANIM PLANI



KULLANIM ALANLARI	MARKASI ve İÇERİĞİ	KULLANIMI ve BİLİNMESİ GEREKENLER
ZEMİN DEZENFEKTANI	Biorad Ready Plus Didecylmethlyam anyumklorid %10 Benzolkonyumklorür %5	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 4 Lt Su/10 ml (NEMLENDİRME YÖNTEMİ İLE) Hastanelerin risk taşıyan alanlarında kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan tavan, duvar, taban ve demirbaşlarda kullanılır. Sert zeminler, pvc zeminlerde kullanılır. Etki süresi maksimum 5 dakikadır ve sonrasında ortam kullanıma hemen hazırdır.
YÜZEY DEZENFEKTANI (Gün sonu / Gün başı temizliklerinde ve Gerekliğinde)	Biorad Ready Plus Didecylmethlyam anyumklorid %10 Benzolkonyumklorür %5	Sulandırma ; Kovaya: 4 Lt Su/10 ml (Islak silme yöntemi ile) Dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan yüzeylerin kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan sert zeminlerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Etki süresi maksimum 5 dakikadır ve sonrasında ortam kullanıma hemen hazırdır.
ÖN TEMİZLİK ve DEKONTAMİNASYON DEZENFEKTANI	Biorad Enzim Enzimatik ; 1.0 gr Enzim (Amilaz-Lipaz-Proteaz, Selülaz, Karboshidroilaz) 10 gr noniyonik tensitler, 1 gr. Benzalkonyum klorit, korozyon inhibitörü	Sulandırma : 38,8 LT Su / 1,2 Lt (1200 ml) enzimatik ile 5 lt tamamlanacak Kullanılacak küvet içerisine ölçüye uygun su koyunuz. Kirlilik derecesine göre önerilen ölçüde enzimatik ekleyiniz. Aletleri demonte ederek, solüsyona daldırın. Solüsyonun tüm aletleri kapsamasına dikkat edin. Çıkmayan organik kirleri orta sertlikteki bir fırça ile fırçalayın. Bu işlemleri yaparken önlem için, alet solüsyonun içinde iken (daldırılmış şekilde) yapılıır. Küvetin kapağını kapatın. Yaptığınız işlemi kayıt edin. Etki süresi 5-15 dk.dir. Solüsyon her gün yeniden hazırlanır.

<i>Doküman No</i> EN.YD.11	<i>Yayın Tarihi</i> 11.05.2018	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 1 / 2
--------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------



Özel Ekol Hastanesi
STERİLİZASYON ÜNİTESİ
DEZENFEKTAN KULLANIM PLANI



ALET DEZENFEKTANI (Yüksek düzey dezenfeksiyon için)	Liquid Pa Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	<ul style="list-style-type: none">• İki ürün karıştırılmalıdır. / Öntemizlik- Daldırma- Durulama• MEK TAKİBİ Elinizde bulunan 5 lt Liquid Pa bidonunun içine birlikte verilen 100 ml miktarındaki Liquid Pa aktivatörünü boşaltınız. Kullanıma hazır hale gelen solüsyonu dezenfeksiyon küvetine dökünüz. (Solüsyon Isısı:5C'yi geçmemeli.) Ön temizlik ve dekontaminasyonu yapılmış aletleri demonente ederek (parçaları ayırarak) solüsyon dolu küvete yerleştiriniz. Solüsyonun tüm aletleri kaplamasına dikkat ediniz. Küvetin kapağını kapatınız. İşlemi kayıt ediniz. 5 dk bekleyiniz tüm aletleri solüsyondan çıkarınız ve durulayıp, kurulayınız. Kullanma süresi masimum 14 gündür. Gözle görülen kirlenme varsa veya MEK takibine göre yenileyiniz.
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	Ready Spray Benzolkonyumklar ür %0,14 Didecylmethlyam anyumklarid %0,28	Kullanıma Hazır / Püskürtme <u>Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan</u> tıbbi cihazlarda temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılır. Etki süresi sonrası ortam kullanıma hemen hazırdır.
KOROZYON ÖNLEYİCİ DEZENFEKTAN	Biorad strong A Fosforik asit, Benzalkonyum Klorür, antikorozif maddeler	Haftada 1 kez kullanılır. Sulandırılma: 5 lt/ 5-15 ml su Daldırma yöntemi ile uygulanır. Aletler solüsyonda 30 dakika bekletilir. Hazırlanan solüsyon kullanım süresi 24 saattir.
EL DEZENFEKTANI	Biorad Derm El Dezenfektanı Propan-2-ol Cas:67-63-0%10,0 etonal Cas:64-17- 5%60,0 Lanolin, 1- 3 butandiol, Gliserin , Esans	Kullanıma Hazır / Püskürtme Açıldıktan sonra 12 ay kullanılabilir. Ürünü cilde yayın (takriben 3-5 ml) 1 dk boyunca cildin iyice ürün ile nemli kalmasını sağlayın. Kısa süreli etki ; 30 sn.dir. El yıkama imkanının yeterli olmadığı durumlarda , hastanın sağlam derisi ile temas sonrası (nabız, tansiyon ölçümü, fiziksel muayene vb), hasta bakımı sırasında ellerin kirli bölgeden temiz bölgeye taşınmasında kullanılır. EL DEZENFEKTANI, EL YIKMAYA ALTERNATİF DEĞİLDİR.

<i>Doküman No</i> EN.YD.11	<i>Yayın Tarihi</i> 11.05.2018	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 2 / 2
--------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------