



Özel EKOL HASTANESİ

MSÜ DENETİM FORMU



TARİH:/....../20....

Sıra	Kriterler	Evet	Hayır	Açıklamalar
GENEL KURALLAR				
1	Steril depoya giriş çıkışlar kısıtlanmış mı?			
2	Yıkama dezenfektör cihazına ait kayıt defteri tutuluyor mu?			
3	Tekstil malzemeler paketleme malzemeleri her kullanımdan önce yıkıyor mu?			
4	Kılavuzlara uygun şekilde terma dezenfeksiyon yapılıyor mu?			
5	Alet sayımı yapılıyor mu?Alet teslim formu dolduruluyor mu?			
6	Buhar sterilizatörlerde her gün Bowie-Dick testi yapılıyor mu?			
7	Kirli alanda çalışan personelin koruyucu ekipman yeterli mi? (Su geçirmez önlük, tam yüz koruyucu maske ve eldiven takılıyor mu?)			
8	Zemin bakımlı ve gözle görülebilecek şekilde temiz mi?			
9	Konteyner filtreleri ve tepsiler her seferinde yıkıyor ve değiştiriliyor mu?			
10	Alet bakımında fonksiyon kontrolü ve paketlenmeden önce aletler kuru mu paketleniyor?			
11	Paket hacimleri ve ağırlıkları kullanılan sterilizatörler için izin verilen limitlere uygun mu? Cihazlar için özel bir ölçü verilmemişse alet tepsileri için 7.5 kg toplam ağırlık, tekstiller için 30x30x60 cm ebat ve 5.5 kg ağırlık sınırı uygulanıyor mu?			
12	Depo ısı (18-22 C)ve nem(%30-55) kontrol ve takipleri yapılıyor mu?			
13	Alet bakım solüsyonları düzenli olarak kullanılıyor mu, set listeleri dolduruluyor mu?			
14	Maruziyet indikatörü, kimyasal ve biyolojik indikatör kullanılıyor mu?			
15	Sterilizatör kayıt defterine kayıtlar saklanıyor mu? Validasyon raporları var mı?			
16	Paketleme için selülöz içermeyen polipropilen (tyveck) gibi, sentetik malzeme kullanılıyor mu?			
17	Lümen çapları ve uzunlukları (40cm den uzun ve lümen çapı 3 mm den daha az ise)booster kullanılarak mı sterilizasyon gerçekleşiyor?			
18	Poşet kapatma makinesinde polipropilen poşetler 180 °C mi kapatılıyor?			
19	Hazırlık kontrol ve paketlemede çalışan personel uzun kollu bir gömlek tek kullanımlık bone kullanılıyor mu? Terlikler bu bölüme özel giyiliyor mu? MSÜ dışına çıkılırken forma üzerine uzun laboratuvar önlüğü giyerek mi çıkıyor?			
20	Buhar sterilizatörlerde haftada bir vakum kaçak (leak) testi yapılıyor mu?			
21	Buhar sterilizatörde implantların sterilizasyonunda her çevrimde biyolojik indikatör kullanılıyor mu?			
22	Gaz Plazma sterilizatörün iç çemberi,kapı kenarları, ve çevresi uygun deterjanlı su ile ve yumuşak lifsiz bezle mi siliniyor?			
23	Sterilizasyon tarihi,son kullanma tarihi,çevrim numarası,ve personel adını içeren paket etiketi var mı?			
GENEL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON				
24	Personel kullanım alanlarında el dezenfektanları mevcut mu?			
25	Temizlik kontrolü için test kullanılıyor mu?			
26	Otoklavların günlük temizlikleri yapılıyor mu?			
27	Personel temiz- kirli- steril alan ayrımı yapıyor mu?			
28	Dekontamine edilmiş malzemeler sterilizasyon ünitesine taşınırken kapalı örtü ya da kaplarla mı taşınıyor?			

Kontrol Eden:

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.FR.15	01.04.2020	00	-	1 / 1