



Özel Ekol Hastanesi
YOĞUN BAKIM GÜVENLİ HASTA
TRANSFERİ TALİMATI



1.0 AMAÇ : Bu talimat; Yoğun bakım ünitesinden transferi istenilen hastaların, hastanın kliniği ve transfer edilecek bölüme göre gerek duyulan ekipman ve personel ile transfer edilmesinin kurallarını belirlemeyi amaçlar.

2.0 KAPSAM : Yoğun bakım ünitesinden transfer edilecek hastaları kapsar

3.0 SORUMLULAR: Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi,yoğun bakımda hizmet veren Hekimler, Yoğun Bakım Sağlık çalışanları ile Yoğun bakım personelini kapsar.

4.0 TALİMAT:

4.1Hastanın Transfer Kriterleri:

Hasta transfer kriterleri açısından değerlendirilir, kriterlerden herhangi biri sağlanmıyorsa hasta diğer bir kuruma transfer edilemez.

Hasta: Hasta hemodinami, solunumsal ve doku oksijenlenmesi yönlerinden biri ile ilgili stabilite göstermiyorsa ve aktif kanama açısından sakıncalı bulunuyor ise,

Teknik: Transfer sırasında yeterli teknik donanım sağlanamıyor ise,

Kurum: Gideceği kurumda hastanın bakım sürekliliği sağlanamıyor ise, hasta diğer bir kuruma transfer edilemez.

Yukarıda belirtilen kriterlerin dışında kalan hastalar ilgili kurumlara onay sonrası transfer edilebilir. Hasta için ihtiyaç olan hizmet karşılanamıyor ise ve hasta transfer kriterlerine uymuyor ise bulunduğu birimde bakım ve tedavisine devam edilir. Transfer kriterlerine uygun olması beklenir. Kriterlere uyum sağlanıyor ise genel ilkeler olarak **GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ PROSEDÜRÜ**'ne göre hareket edilir.

4.2 Hastanın Transferinde Gerekli Ekipman ve Ekipmanların Kontrolü:

Aşağıda transfer sırasında gerekli olan ekipman ve cihazlar için örnekler verilmiştir:

- ✓ Transport ventilatörü
- ✓ Transport monitörü
- ✓ Transport sedyesi
- ✓ Oksijen tüpü
- ✓ Entübasyon seti
- ✓ Balon-valf-maske sistemi
- ✓ Acil ilaç çantası

Transport Ventilatör, transport monitör gibi transfer esnasında kullanılacak tüm cihazlar ile Mobil oksijen tüpü **II. BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ CİHAZ KONTROL FORMU** ile günlük kontrol edilir. HBYS üzerinden Teknik Servise bildirimde bulunur ve ivedilikle arızanın giderilmesi sağlanır.

Transfer sedyesi yoğun bakım sorumlu hemşiresi tarafından **TRANSFER SEDYE-TEKERLEKLİ SANDALYE-HASTA YATAĞI GÜNLÜK KONTROL FORMU** ile günlük kontrol edilir. Arıza durumunda HBYS üzerinden Teknik Servise bildirimde bulunur ve ivedilikle arızanın giderilmesi yada yedek transfer sedyesi temini sağlanır.

Transferde kullanılması gerekebilecek entübasyon setlerinin, balon-valf-maske sisteminin ve ilaçların bulunduğu acil çantasının stok ve miad kontrolleri **ACİL ÇANTASI TAKİP FORMU** ile yapılır.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>YB.TL.05</i>	<i>22.04.2016</i>	<i>02</i>	<i>27.06.22</i>	<i>1 / 2</i>






Özel Ekol Hastanesi
YOĞUN BAKIM GÜVENLİ HASTA
TRANSFERİ TALİMATI



4.3 Hastanın Transferinde Gerekli Personel:

Hastanemizde hastaların transferleri mutlaka, hemşire refakatinde ve ek olarak yardımcı personelleri eşliğinde yapılır. Hastanın klinik ihtiyacına göre yoğun bakım hekimi yada sorumlu doktoru hastaya refakat eder. Transferde görev alan personelin biri sedyenin üst tarafında, diğeri alt tarafında bulunur ve sedyeyi kontrol eder.

Rutin hasta transferi bir sağlık çalışanı, bir yardımcı personel ve ambulans şoförü ile gerçekleştirilirken, hastanın kliniğine ve kullanılması istenilen ekipmana göre ek personel görevlendirilebilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
YB.TL.05	22.04.2016	02	27.06.22	2 / 2